

Medicinos priemonė pažymėta CE atitikties ženklu

Makšties putos su hialurono rūgštimi ir javų želmenų ekstraktu palankiai veikiančios makšties gleivinės sutrikimus.

Kas yra Floragyn® Silver

Floragyn® Silver yra CE ženklą turinti medicinos priemonė, sukurta kaip unikalios putos. Ant gimdos kaklelio ir makšties gleivinės putos suformuoja ploną sluoksnį, taip skatindamos randėjimo procesą ir neleidamos prasidėti uždegimui.

Kokia yra Floragyn® Silver sudėtis

Floragyn® Silver sudėtyje yra hialurono rūgšties (natrio druskos pavidalu), javų želmenų ekstrakto ir koloidinio metalinio sidabro. Dėl sudėtyje esančios hialurono rūgšties **Floragyn® Silver** ypač tinka naudoti kaip pagalbinę priemonę po fizinių gimdos kaklelio ir makšties procedūrų: po diatermokoaguliacijos, gydymo lazeriu ir krioterapijos (gydymo šalčiu).

Javų želmenų ekstraktas, kurio sudėtyje yra daug vitamino E, yra natūralus drėkinamasis ir eutrofinis aliejus, galintis veikti kaip emolientas bei antioksidantas ir kartu su hialurono rūgštimi sukelti apsaugomąjį poveikį.

Metalinis sidabras (koloidinės formos) yra žinomas kaip seniausias ir patikimas mikrobiocidas. Jis yra bekvapis, beskonis ir labai švelniai veikia drėgnus ir jautrius audinius. Jo, kaip konservanto, poveikis garantuoja preparato apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo.

Kodėl vartoti Floragyn® Silver

Floragyn® Silver, vietinio vartojimo produktas, skiriamas esant makšties gleivinės pakitimų (sudirgimų, įdrėskimų ar nudegimų) arba pokyčių, kuriuos sukelia audinių atsinaujinimo sutrikimas. Preparatas skatina odos atsinaujinimą ir randėjimą.

Kaip vartoti

Kaniulę pritvirtinkite prie buteliuko. Kaniulę įstumkite į makštį ir, buteliuką laikydami apverstą, išspauskite putas. Vartoti 1–2 kartus per parą.

Po specialios įmautės atidarymo joje esančią kaniulę prieš naudojimą būtina nuplauti vandeniu. Kaniulę galima naudoti pakartotinai tik prieš tai nuvalius detergentu ir gerai nuplovus šiltu vandeniu.

Kada negalima vartoti Floragyn® Silver

Floragyn® Silver vartojimo kontraindikacijų nėra žinoma, išskyrus pavienius ir retus padidėjusio jautrumo kuriai nors iš sudedamųjų preparato medžiagų atvejus.

Remiantis atliktais biologinio suderinamumo tyrimais, **Floragyn® Silver** dirginamojo ar įjautrinamojo poveikio nesukelia.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Floragyn® Silver, kaip ir bet kokią kitą vietiskai vartojamą preparatą, vartojant ilgą laiką, gali pasireikšti lokalaus jautrumo sukeliamas odos dirginimas. Jeigu kuris nors šalutinis poveikis pasunkėja ar pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, nutraukite vartojimą ir pasakykite apie tai gydytojui arba vaistininkui.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus arba jei pakuotė yra pažeista, **Floragyn® Silver** vartoti negalima.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE.

Specialūs įspėjimai, susiję su vartojimu nėštumo ir žindymo laikotarpiu

Prieš vartojant šią priemonę, pasitarkite su gydytoju.

Pranešimai apie toksinį poveikį

Pranešimų apie toksinį poveikį negauta.

Priemonės priežiūra, laikymas ir paruošimas

Talpyklė yra slėginė. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

Nepradurkite ir nedeginkite netgi po suvartojimo.

Laikyti atokiai nuo bet kokių užsidegimo šaltinių.

Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant bet kokios įkaitintos medžiagos.

Nerūkykite.

Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir priemonei ruošti

Išmetamas talpykles surūšiuokite pagal vietinius reikalavimus.

Sudėtis

Hialurono rūgštis (natrio druskos pavidalu), javų želmenų ekstraktas, koloidinis metalinis sidabras, Tween-80, natrio divandenilio fosfato dihidratas, kalio vandenilio fosfatas, natūralus augalinis glicerinas, p. v. p. k 30, kalio sorbatas, imidazolidinilo šlapalas, kvapiklis s. l. m 5846, *Geranium nerolene* kvapiklis, išgrynintas vanduo.

Propelentai

Propanas, butanas, izobutenas (be CFC).

Pakuotė mažmeninei prekybai:

Vienas (1) 50 ml buteliukas + keturios (4) supakuotos kaniulės

Sukurta ir pagaminta Italijoje:

So. Se. PHARM S. r. l.

Via dei Castelli Romani, 22-00040

Pomezia (Rome), Italija

www.sosepharm.com

Platintojas Lietuvoje:

UAB „Miečys“

Masiuliškių g. 15, Sutkūnai, Šiaulių raj., LT- 76104

Nemokama tel. linija: 8 800 12 345

www.miecys.lt