

LT SUDIRGUSIOMS AKIMS

NATŪRALŪS AKIŲ LAŠAI

Akių alergijos simptomams palengvinti

SUDĖTIS

Natrio hialuronatas 0,3%, P-Plus, skystas medetkų ekstraktas, skystas hamamelių ekstraktas, skystas gysločių ekstraktas, kalio chloridas, kalcio chloridas, magnio chloridas, natrio chloridas, SCO[®] (stabilizuotas oksichloro kompleksas) izotoniniame buferiniame tirpale.

APRAŠYMAS

NAVI[®]VISION PLUS SUDIRGUSIOMS AKIMS, tai gaivinamasis ir drėkinamasis oftalmologinis tirpalas, kurio sudėtyje yra natrio hialuronato 0,3%, gaunamo fermentacijos būdu (ne gyvūninės kilmės).

Natrio hialuronato veikimą optimizuoja ir pailgina sinerginis P-Plus[™] poveikis.

P-Plus[™] – vandenyje tirpus polimeras, turintis filmogeninių ir tepamųjų savybių. Natrio hialuronato ir P-Plus[™] junginys ne tik padidina tirpalo klampumą, bet ir pagerina jo sąveikos su gleivine savybes.

Elektrolitai (Cl⁻, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ ir Mg⁺⁺), būtini ląstelių biocheminiams procesams, padeda išlaikyti gerą fiziologinę akies paviršiaus būklę.

NAVI[®]VISION PLUS SUDIRGUSIOMS AKIMS yra unikalūs trijų natūralių augalų ekstraktų – medetkų, hamamelių ir gysločių – derinys, kuris drėkina, apsaugo nuo oksidacinio streso ir ramina dėl alergijos sudirgusias akis.

NAVI[®]VISION PLUS SUDIRGUSIOMS AKIMS sudėtyje yra SCO[®] (stabilizuotas oksichloro kompleksas) specialus konservantas, išsaugantis buteliuke esančio tirpalo sterilumą. Veikiant šviesai, SCO[®] suskyla į komponentus, kurių natūraliai yra žmogaus ašarose, pavyzdžiui, natrio chloridą, deguonį ir vandenį, todėl jis gerai toleruojamas.

INDIKACIJOS

NAVI[®]VISION PLUS SUDIRGUSIOMS AKIMS padeda kovoti su nežymiais alergijų simptomais esant sudirgimui dėl žiedadulkių, pelėsių sporų, dulkių, smogo ir kitokiam akių sudirgimui.

NAVI[®]VISION PLUS SUDIRGUSIOMS AKIMS taip pat užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant akių sudirgimui, kurį sukelia pataloginės arba nepatologinės sąlygos, susijusios su išoriniais veiksniais, pavyzdžiui, ilgu žiūrėjimu į televizoriaus ir kompiuterio ekraną, oro kondicionavimu, dulkėmis, dūmų tarša, saulės spinduliais.

NAVI[®]VISION PLUS SUDIRGUSIOMS AKIMS galima naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Nusiplaukite ir gerai nusauskinkite rankas.
- Įsitikinkite, kad sandarus dangtelis yra nepažeistas.
- Norėdami atidaryti buteliuką, visiškai atsukite viršutinę dalį, atskirdami ją nuo apsauginės juostelės.
- Įlašinkite 1 ar 2 lašus į kiekvieną akį, pagal poreikį arba kaip pataria specialistas.
- Po naudojimo sandariai uždarykite buteliuką.

ISPĖJIMAI

- Siekiant išvengti galimos taršos, saugokite, kad lašintuvo galiuku neprisiliestumėte prie bet kokio paviršiaus ar akies.
- Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai daliai.
- Įlašinus preparato, nežymus akių jautrumas gali pasireikšti trumpalaikiu dilgčiojimu ar dirginimu, kuris išnyksta pamirksėjus.
- Tirpalo negalima nuryti.
- Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
- Atidarius buteliuką, tirpalą būtina sunaudoti per 90 dienų.
- Nenaudokite tirpalo, pasibaigus tinkamumo laikui.
- Jei simptomai išlieka, kreipkitės į akių gydytoją.
- Nenaudokite, jei buteliukas yra pažeistas.
- Preparatą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

LAIKYMAS

- Laikykite 5–35 °C temperatūroje, nuo tiesioginės šviesos apsaugotoje vietoje.

3 ml (nemokamas pavyzdys) REF D3NVPI138

15 ml

REF D15NVPI137

STERILE A



Platintojas:

UAB „Miečys“

Masiuliškių g. 15

Sutkūnai

LT-76116 Šiauliai raj.

Tel.: 8 800 12 345, www.miečys.lt

NOVAX[®] PHARMA

Le Coronado

20, Av. de Fontvieille

MC 98000 MONACO

www.novaxpharma.com

CE
0051

V2 - Rev. 25/10/2018