

LT URGO Filmogel® gelis po vabzdzių įkandimo

Filmogel® gelis po vabzdžių įkandimo yra skirtas naudoti įkandus vabzdžiams, pvz., uodams, vapsvoms, sparvoms, vorams, raudonkūnėms erkėms, bitėms ir skruzdėms.

• Savybės

Filmogel® gelis po vabzdžių įkandimo būdinga inovatyvios formos apsauga (Technology Filmogel) ir raminašiosios savybės.

Po panaudojimo produktas sudaro permatomą ir lanksčią plėvelę (pusiau uždara), kuri yra atspari vandeniui.

Susidariusi plėvelė:

- apsaugo ir mažina peršėjimo, niežėjimo ir deginimo pojūtį;
- ramina odą.

• Naudojimo nurodymai

Jei yra likęs geluonis, jį atsargiai ištraukite.

Pažeistą vietą nuvalykite, dezinfekuokite, nuplaukite ir nusauskinkite naudodami sterilius tamponus.

Užplikite ir mentele paslėskite gelti, kad jis tolygiai padengtų įkandimo sritį (tuo metu gali pasireikšti dilgčiojimas).

Palikite kelioms sekundėms nudžiūti.

Kartotinai naudokite tiek kartų, kiek reikia (paprastai 2–3 kartus per parą).

Naudojant kartotinai, likusios plėvelės pašalinti nebūtina. Jei ją norite pašalinti, yra du būdai.

- Traukite už plėvelės kraštų.
- Užlašinkite lašą ant jau esančios plėvelės ir nedelsdami nuvalykite sausu ir švariui tamponu.

Po kiekvieno panaudojimo sandariai uždarykite.

Po pirmojo atidarymo produktą rekomenduojama sunaudoti per 6 mėnesius.

• Kontraindikacijos

Negalima naudoti ant odos sutrikimų ar grybelių sukeltų pažeidimų bei ant infekcinių ar šlapiojančių žaizdų.

Negalima naudoti ant gleivinės ir aplink akis. Negalima naudoti, jei yra alergija bet kuriai sudedamajai medžiagai.

Tyrimų su nėščiomis ir krūtimi maitinančiomis moterimis neatlikta, todėl joms šio produkto naudoti nerekomenduojama.

• Atsargumo priemonės

Naudokite tik ant odos. Nenurykite.

Laikykite vaikams pasiekiamoje vietoje.

Nenaudokite jaunesniems kaip vienerių metų vaikams.

Dirgina akis.

Jei įkandimai yra daugybiniai, ypač vaikams, kreipkitės į vaistininką. Jei niežulį sukėlė ne vabzdžio įkandimas, pasitarkite su vaistininku.

Nepasitarus su medikais nenaudokite ilgiau kaip 8 dienas.

Kilus abejonių, pasitarkite su mediku arba vaistininku.

Negalima rūkyti naudojimo metu, produktui iki galo nenudžiūvus bei šalia atidaryto buteliuko.

SUDĖTIS:

ETHYL ACETATE, ALCOHOL, NITROCELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, TRITICUM VULGARE GERM OIL, GLYCYRRHETINIC ACID

Laboratoires URGO HEALTHCARE – 42, rue de Longvic 21300 Chenôve – Pranzūzija

Platintojas: UAB „Miečys“, Masiuliškių 15, Sutkūnai, Šiauliai raj., LT-76104, tel. 880012345, www.miecsys.lt

LV URGO Filmogel® Pēc insektu koduma

URGO Filmogel® Pēc insektu koduma ir paredzēts lietošanai pēc tādu insektu koduma kā odi, lapsenes, dunduri, zirnekļi, bites un skudras.

• Īpašības

URGO Filmogel® Pēc insektu koduma inovatīvā formula apvieno aizsargājošas (Filmogel tehnoloģija) un nomierinošas īpašības.

Pēc uzklāšanas tas veido caurspīdīgu un elastīgu plēvīti (daļēji okluzīvu), kas ir ūdens izturīga.

Šī plēvīte

- Aizsargā, pasargā no kasišanas
- Nomierina

• Lietošana

Ja koduma vietā vēl aizvien ir dzelonis, uzmanīgi to izņemiet.

Notīriet, dezinficējiet, noskalojiet un nosusiniet attiecīgo vietu ar sterilu salveti.

Uzklājiet un izlīdziniet šķidrumu, lietojot lāpstiņu, lai vienmērīgi noklātu koduma vietu (var rasties dedzināšanas sajūta).

Ļaujiet dažas sekundes tam nožūt.

Atkārtojiet uzklāšanu pēc nepieciešamības (parasti 2 līdz 3 reizes dienā).

Nav nepieciešams noņemt atlikušo plēvīti pirms jaunas uzklāšanas. Ja vēlaties to noņemt, to var izdarīt 2 veidos:

- Saņemot aiz plēvītes malīnas;
- Uzklājot atkārtoti plīnienu šķīduma un nekavējoties noslaukot ar sausu, tīru salveti.

Rūpīgi aizveriet vāciņu pēc katras lietošanas.

Pēc pirmās atvēršanas produkts ir derīgs lietošanai 6 mēnešus.

• Kontraindikācijas

Neuzklāt ādas bojājumiem, ko izraisa dermatoloģiska saslimšana, mikroze un uz brūcēm ar infekciju vai sūlošanos.

Neuzklāt uz gļotādām vai acu zonā.

Nelietot, ja novērota jutība pret kādu no sastāvdaļām.

Tā kā nav veikti atbilstoši pētījumi, nelietot grūtniecēm un ar krūti barojošām māmām.

• Bīdīnājumi

Uzklāt tikai uz ādas. Nenorīt.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Nelietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

Kairinošs acīm.

Ja kodumu ir daudz, īpaši bērniem, konsultējieties ar farmaceitu. Ja nieze nav saistīta ar kodumu, konsultējieties ar farmaceitu.

Nelietot vairāk kā 8 dienas bez medicīnas speciālista konsultācijas.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar medicīnas darbinieku vai farmaceitu.

Nesmēķēt uzklāšanas laikā, līdz tas pilnībā nožūvis vai atvērtas pudelītes tuvumā.

SASTĀVDAĻAS / INGREDIENTS:

ETHYL ACETATE, ALCOHOL, NITROCELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, TRITICUM VULGARE GERM OIL, GLYCYRRHETINIC ACID.

Laboratoires URGO HEALTHCARE – 42, rue de Longvic 21300 Chenôve – Francija

Izplatītājs: SIA "G. Miežis Ārsts" Mūkusalas iela 51, Rīga t.80009900 www.miecsys.lv

EE Urgo geel putukahammustustele

Urgo geel putukahammustustele on mõeldud putukahammustuste leevendamiseks. Sobib sääskede, herilaste, parmude, ämblike, kirpude, mesilaste ja sigelgate hammustuste korral.

• Omadused

Urgo geel putukahammustustele on tänu uuenduslikule Filmogel® tehnoloogiale kaitsvate ja rahustavate omadustega.

Nahale kandes moodustab preparaati läbipaistva, elastse, poolläbilaskva ja veekindla kile.

Moodustunud kile

- Kaitseb, takistab sügamist
- Rahustab

• Kasutamine

Pärast nõelata saamist eemaldada ettevaatlikult seesolev nõel.

Kahjustunud piirkond puhastada, desinfitseerida ja kuivatada steriilse marliga enne preparaadi peale kandmist.

Kanda lahust spaadil abil nahale nii, et hammustus oleks ühtlaselt kaetud (toode võib peale kandmisel tekitada kipitust).

Lasta mõned sekundid kuivada.

Korrata protseduuri nii sageli kui vaja (tavaliselt 2 kuni 3 korda päevas).

Uuesti peale kandes pole vaja olemasolevat kilet eemaldada. Kui on soov olemasolev kile eemaldada, siis on selleks kaks võimalust:

- Tõmmata olemasolevat kilet servadest.
- Kanda tilk lahust olemasolevale kilele ning pühkida koheselt kuiva ja puhta marliga.

Pärast kasutamist sulgeda pudel korralikult.

Pärast esmakordset avamist kasutada 6 kuu jooksul.

• Vastunäidustused

Mitte kasutada nahakahjustuste, seenhaiguste ega infitseerunud või veritsevate haavade korral.

Mitte kasutada limaskestadel ega silmade ümbruses. Mitte kasutada allergia korral preparaadi mõne koostisosa suhtes.

Raseduse ja imetamise ajal ei ole soovitatav kasutada, kuna puuduvad uuringud.

• Ettevaatusabinõud

Kasutada ainult nahal. Vältida preparaadi allaneelamist.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada alla 1-aastastel lastel.

Toode on silmadele ärritava toimega.

Arvukate hammustuste korral, eriti laste puhul, konsulteerida apteekriga. Kui sügelust ei põhjusta putukahammustus, tuleb pööruda apteekri poole.

Mitte kasutada rohkem kui 8 päeva järjest ilma arsti nõusolekuta.

Küsimuste korral pidada nõu arsti või apteekriga.

Mitte suitsetada toote pealekandmisel, enne kile täielikku kuivamist või avatud pudeli läheduses.

KOOSTIS/INGREDIENTS:

ETHYL ACETATE, ALCOHOL, NITROCELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, TRITICUM VULGARE GERM OIL, GLYCYRRHETINIC ACID.

Tootja: Laboratoires URGO HEALTHCARE, 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, Prantsusmaa

Maaletooja: Miecsys-Pharm OÜ, Vitamiini 6a, 50412 Tartu. Tel: 738 0676. www.miecsys.ee